





FILL & CARE®



O nas

TOSKANIMED jest marką medyczną laboratorium farmaceutycznego TOSKANI, które dzięki ponad 36-letniemu doświadczeniu w dziedzinie medycyny estetycznej i obecności w ponad 70 krajach, specjalizuje się w produktach medycznych i kosmetycznych przeznaczonych w całości do zabiegów medyczno-estetycznych.

“

W naszych produktach znajdują się innowacyjne składniki aktywne tj. peptydy biomimetyczne, liposomy oraz kwas hialuronowy klasy medycznej. Dzięki dbałości o każdy szczegół oraz wprowadzaniu innowacji, pozostajemy liderem na rynku estetycznym.

”

MISJA

TOSKANIMED dostarcza profesjonalistom produkty, których potrzebują do wykonywania najbezpieczniejszych, najbardziej efektywnych i skutecznych zabiegów.

Naszym celem jest wprowadzanie kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie pielęgnacji skóry dla profesjonalistów w dziedzinie medycyny estetycznej.

CO NAS WYRÓŻNIA

+ **Farmaceutyczna jakość** składników aktywnych zawartych w naszych produktach oraz najwyższa jakość wszystkich procesów zachodzących w firmie.

+ **Innowacyjność** w formułach opracowanych w celu osiągnięcia kompleksowych rozwiązań opartych na działaniu zaawansowanych technologii i składników aktywnych (peptydy biomimetyczne, liposomy i kwas hialuronowy 3.000 kDa).

+ **Bezpieczeństwo.** Wszystkie nasze

produkty są poddawane najbardziej szczegółowym kontrolom, dzięki czemu ich stosowanie jest skuteczne i bezpieczne zarówno dla pacjentów, jak i profesjonalistów wykonujących zabiegi.


+ **Efektywność.** Wyniki wieloletnich badań klinicznych potwierdzają skuteczność naszych produktów.

+ **Szacunek** dla lekarzy i pacjentów.

+ **Zrównoważony** rozwój i troska o środowisko.

SKIN Architect Fillers

Po ponad pięciu latach badań i rozwoju, **TOSKANIMED** stworzył kompletną gamę wypełniaczy bazujących na kwasie hialuronowym o bardzo wysokiej masie cząsteczkowej. Naszym celem jest oferowanie najlepszych rozwiązań w zakresie pielęgnacji skóry, nie tylko z estetycznego punktu widzenia, ale również w trosce o jej zdrowie i jak najlepszą kondycję.



W TOSKANIMED stawiamy na naturalność, wyważone kształty i harmonijne linie, dlatego w naszym laboratorium w Barcelonie starannie opracowaliśmy gamę najnowocześniejszych preparatów iniekcyjnych zawierających usieciowany kwas hialuronowy pochodzenia biotechnologicznego.

Produkty te są w pełni zgodne z naszą propozycją leczenia i integralnej pielęgnacji skóry. Metodologia **Mesosynergy®**, która zapewnia harmonię i synergię może być dostosowana do każdego rodzaju skóry i łączona z różnymi technikami medycznymi w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów.

“

**W TOSKANIMED stawiamy na naturalność,
wyważone kształty i harmonijne linie.**

”



FILL & CARE® by TOSKANIMED®

Preparaty z linii **Skin Architect Fillers** są produkowane z kwasu hialuronowego wysokiej czystości i mogą być stosowane w wielu obszarach zarówno twarzy, jak i innych części ciała*. Produkty są klarowne, jednorodne i mają żelową konsystencję. Działają silnie nawilżająco i ujędrniająco w przypadku każdego rodzaju cery. Natychmiastowo przywracają skórze utraconą sprężystość i blask.

*poza okolicą oczu




Bardzo duża masa cząsteczkowa.

Kwas hialuronowy o masie cząsteczkowej 3.000 kDa, najbardziej zbliżony do endogennego kwasu występującego w skórze właściwej.¹




Trwałość.

Duża cząsteczka kwasu, ze względu na rozmiar i mniejszą przestrzeń do kontaktu z powierzchnią i hialuronidazami, ulega wolniejszemu rozkładowi. Z drugiej strony, ze względu na proces retikulacji wypełniaczy, degradacja cząsteczki kwasu będzie równomierna i stała.



Stężenia odpowiadające wszystkim potrzebom skóry.

Gama Skin Architect Fillers składa się z 3 produktów o różnych stężeniach, aby zaoferować odpowiednie rozwiązanie dla różnych potrzeb pacjentów.




Wysoka biokompatybilność.


Skład wypełniaczy Skin Architect Fillers charakteryzuje się kwasem hialuronowym o bardzo wysokiej masie cząsteczkowej, niskim stężeniu BDDE i brakiem mannitolu.



Maksymalne bezpieczeństwo.

Dążymy do doskonałości we wszystkich naszych produktach i procedurach, dlatego Skin Architect Fillers to gama produktów do iniekcji z oznakowaniem CE. Ponadto firma TOSKANI posiada certyfikat ISO 13485.





CE
1023

SKIN Architect Filler Sublime 20

Preparat przeznaczony do terapii linii mimicznych, drobnych zmarszczek i nierówności w okolicy ust.

Aplikacja:

Może być podawany zarówno do powierzchownej warstwy skóry właściwej, jak i do warstwy środkowej.

Wskazania:

- Zmarszczki w okolicy ust, poprawa konturu i zwiększenie objętości ust
- Drobne i płytkie zmarszczki

Specyfikacja techniczna:



Stężenie kwasu hialuronowego:
20 mg/ml



Pojemność: 1 ml



Dwie cienkościenne sterylne igły
2 x 27G 1/2"



Stopień usieciowania: 2.22%
Substancja użyta do retikulacji:
BDDE



Średni czas utrzymywania się
preparatu: 12 miesięcy



CE
1023

SKIN Architect Filler Density 23

Preparat przeznaczony do korekcji umiarkowanych i głębokich zmarszczek, załamów skóry oraz konturowania ust.

Aplikacja:

Produkt podawać do głębokich warstw skóry właściwej.

Wskazania:

- Zmarszczki średniej głębokości
- Fałdy nosowo-wargowe
- Opadające kąski ust
- Zmarszczki "marionetki"
- Bardzo wyraźne zmarszczki w okolicy ust
- Delikatny efekt liftingu
- Konturowanie, modelowanie i wypełnianie ust
- Modelowanie nosa
- Odmładzanie dłoni

Specyfikacja techniczna:



Stężenie kwasu hialuronowego:
23 mg/ml



Pojemność: 1 ml



Dwie cienkościenne sterylne igły
2 x 27G 1/2"



Stopień usieciowania: 1.67%
Substancja użyta do retikulacji:
BDDE



Średni czas utrzymywania się
preparatu: 12 miesięcy



CE
1023

SKIN Architect Filler Volume 26

Preparat przeznaczony do zabiegów wolumetrycznych, poprawy owalu twarzy, konturowania i powiększania ust oraz wypełniania głębokich zmarszczek.

Zastosowanie:

W celu nadania objętości, produkt aplikować do głębokiej warstwy skóry właściwej lub do tkanki podskórnej. W przypadku iniekcji w okolicę ust, podawać do środkowej warstwy skóry właściwej.

Wskazania:

- Głębokie zmarszczki
- Przywrócenie prawidłowego owalu twarzy
- Intensywny efekt liftingu
- Kości policzkowe i podbródek
- Bardziej wyraziste fałdy nosowo-wargowe
- Modelowanie nosa
- Konturowanie i powiększanie ust
- Odmładzanie dłoni

Specyfikacja techniczna:



Stężenie kwasu hialuronowego:
26 mg/ml



Pojemność: 1 ml



Dwie cienkościenne sterylne igły
2 x 27G 1/2"



Stopień usieciowania: 1.71%
Substancja użyta do retikulacji:
BDDE



Średni czas utrzymywania się
preparatu: 12 miesięcy

Rezultaty

OKOLICA UST

Wiek: 53

TOSKANI Clinical Case n°I.S_114 performed by Dr. Sergei Ostapchuk



Przed



15 dni po 1 zabiegu

Pacjentka, której zaaplikowano 3 dawki preparatów: 2 dawki Skin Architect Density w celu wygładzenia fałdu nosowo-wargowego i uniesienia kącików ust oraz 1 dawka Skin Architect Sublime w celu wyprofilowania górnej wargi.

Wiek: 38

TOSKANI Clinical Case n° NDA_26 performed by Dr. Enrique Lorente



Przed



3 miesiące po 1 zabiegu

Pacjentka, której zaaplikowano 3 dawki preparatów: 2 dawki Skin Architect Volume oraz 1 dawka Skin Architect Density w celu wygładzenia fałdu nosowo-wargowego ust i wyprofilowania dolnej wargi.

DŁONIE

Wiek: 73

TOSKANI Clinical Case n° G.T_72 performed by Dr. Mario Goisis



Przed



Natychmiast po 1 zabiegu

Pacjent, któremu zaaplikowano 4 dawki preparatu Skin Architect Density. Produkt podawano za pomocą kaniuli.

KOREKCJA ŻUCHWY I NOSA

Wiek: 33

TOSKANI Clinical Case n° B.J_267 performed by Dr. Mario Goisis



Przed



Po 1 zabiegu



Przed



Po 1 zabiegu

Pacjent, któremu zaaplikowano 8 dawek preparatów:

- 1 dawka Skin Architect Density w celu wymodelowania nosa
- 7 dawek do zabiegu maskulinizacji: 4 dawki Skin Architect Volume i 1 dawka Skin Architect Density do powiększenia łuku żuchwy oraz 2 dawki do obszaru podbródka.

PIEŁĘGNACJA PO ZABIEGU

Medyczne kosmetyki, które przyspieszają regenerację skóry po przebytych zabiegach estetycznych.



AFTER Cream

Krem o działaniu miejscowym z kannabidiolem (CBD), witaminą K i arniką górską, który pomaga zredukować zasinienia i zaczerwienienia powstałe po zabiegach estetycznych.



+ arnika + witamina K

50 ml / 1.69 fl oz.

SKIN Architect Mesoserum

Składniki aktywne zawarte w mezoserum są silnie skoncentrowane i skutecznie zmniejszają widoczne oznaki starzenia się skóry, zapewniając jednocześnie silny efekt odżywczy.

Składniki aktywne:

DMAE, L-karnityna, kwas hialuronowy, kolagen naturalny, elastyna, krzem organiczny, acetyl hexapeptyd-8 i witamina A.

30 ml / 1.01 fl oz.



SKIN Architect Cream

Nawilżający i odżywczy krem o intensywnym działaniu przeciwstarzeniowym, który pomaga wzmocnić i przedłużyć efekty wykonanych zabiegów medycyny estetycznej.

Składniki aktywne:

DMAE, L-Karnityna, kwas hialuronowy, kolagen naturalny, elastyna, krzem organiczny, acetyl hexapeptyd-8, masło Shea i witamina A.

50 ml / 1.69 fl oz.





Techniki aplikacji

METODY APLIKACJI PREPARATÓW



Technika komórkowa



Technika liniowa



Technika krzyżowa
"criss-cross"



Technika wachlarzowa



Technika "zygzak"



Korekcja ptozy w okolicy
podbródka



Korekcja konturu dłoni




Przywracanie dłoniom
utraconej objętości przy
użyciu kaniuli



Modelowanie kształtu nosa

TOSKANI MED

PASSION FOR SKIN®



AESTHETIC CONCEPT
tel. +48 22 415 67 92, +48 668 040 694
www.aestheticconcept.com.pl



MD 724671

