


TOSKANIMED
PASSION FOR SKIN®



neopen®



O nas

TOSKANIMED jest marką medyczną laboratorium farmaceutycznego TOSKANI, które dzięki ponad 36-letniemu doświadczeniu w dziedzinie medycyny estetycznej i obecności w ponad 70 krajach, specjalizuje się w produktach medycznych i kosmetycznych przeznaczonych w całości do zabiegów medyczno-estetycznych.

“

W naszych produktach znajdują się innowacyjne składniki aktywne tj. peptydy biomimetyczne, liposomy oraz kwas hialuronowy klasy medycznej. Dzięki dbałości o każdy szczegół oraz wprowadzaniu innowacji, pozostajemy liderem na rynku estetycznym.

”

MISJA

TOSKANIMED dostarcza profesjonalistom produkty, których potrzebują do wykonywania najbezpieczniejszych, najbardziej efektywnych i skutecznych zabiegów.


Naszym celem jest wprowadzanie kompleksowych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie pielęgnacji skóry dla profesjonalistów w dziedzinie medycyny estetycznej.

CO NAS WYRÓŻNIA

- + **Farmaceutyczna jakość** składników aktywnych zawartych w naszych produktach oraz najwyższa jakość wszystkich procesów zachodzących w firmie.
- + **Innowacyjność** w formułach opracowanych w celu osiągnięcia kompleksowych rozwiązań opartych na działaniu zaawansowanych technologii i składników aktywnych (peptydy biomimetyczne, liposomy i kwas hialuronowy 3.000 kDa).
- + **Bezpieczeństwo.** Wszystkie nasze produkty są poddawane najbardziej szczegółowym kontrolom, dzięki czemu ich stosowanie jest skuteczne i bezpieczne zarówno dla pacjentów, jak i profesjonalistów wykonujących zabiegi.
- + **Efektywność.** Wyniki wieloletnich badań klinicznych potwierdzają skuteczność naszych produktów.
- + **Szacunek** dla lekarzy i pacjentów.
- + **Zrównoważony** rozwój i troska o środowisko.

Technika mikronakłuwania

Mikronakłuwanie jest techniką, która poprawia wygląd skóry, jej teksturę i ogólną jakość. Wykorzystując małe igielki w celu wykonania nakłuć, **otwiera kanały w skórze właściwej**, co prowadzi do zwiększenia **produkcji kolagenu i elastyny** oraz pomaga wprowadzić składniki aktywne w głąb skóry.



Ponadto, zabieg stymuluje **tworzenie się nowego kolagenu, neowaskularyzację i uwalnianie czynników wzrostu** niezbędnych do utrzymania skóry w dobrej kondycji.^{1 2 3}




Mikronakłuwanie skóry przy użyciu urządzenia firmy **TOSKANIMED®**

Przedstawiamy **neopen®**, nowe urządzenie do mikronakłuwania firmy TOSKANIMED. Jest to prawdziwa rewolucja w świecie zabiegów upiększających i sprzętu medyczno-kosmetycznego.

neopen®, wraz z produktami TOSKANI Advanced - szeroką gamą koktajli przeznaczonych do mezoterapii transdermalnej, rozwiązuje wszystkie problemy skóry, takie jak przesuszenie, zmiany pigmentacyjne, wypadanie włosów, rozstępny, blizny, trądzik różowaty i rozszerzone pory, a także wiele innych.

Jego zaawansowana technologia, z innowacyjnym 16-igłowym kartridżem, pozwala na szybkie i skuteczne wytworzenie mikrokanalów w skórze.

neopen® jest również wyposażony w unikalny system zapewniający idealnie pionowe wprowadzenie igły w skórę, dzięki czemu zachowana zostaje integralność skóry właściwej.



Mesosynergy® to koncepcja, która łączy **neopen®** i cechy jego działania z innymi technikami wykorzystywanymi w medycynie estetycznej.

9 zalet urządzenia **neopen®**

REWOLUCYJNA KONSTRUKCJA Z 16-IGŁOWYM KARTRIDŻEM

Konstrukcja kartridża neopen® pozwala na utworzenie większej ilości kanałów w skórze, dzięki czemu efekt odmłodzenia i ujędrnienia skóry będzie szybszy i bardziej intensywny. Podczas zabiegu urządzenie płynnie przesuwają się po skórze pacjenta, dzięki czemu procedura jest komfortowa.

PODWÓJNE ŁADOWANIE

Wygoda i wydajność dzięki różnym opcjom ładowania: z baterii lub sieci elektrycznej.

ZINTEGROWANY KARTRIDŻ Z IGŁĄ RFID

Automatyczna kalibracja dla dokładnej, niezawodnej i wolnej od oporów penetracji igieł przez skórę.

NAJWYŻSZA CZYSTOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PROCEDURY

Podczas zabiegu nie dochodzi do cofania się płynów, zanieczyszczeń krzyżowych, ciągnięcia ani szarpania skóry.

SZYBKOŚĆ

neopen® działa do 104% szybciej niż inne urządzenia do mikronaktowania dostępne na rynku. Pozwala na otwarcie w skórze nawet 1,920 kanałów na sekundę.

DOTYKOWY EKRAŃ CYFROWY Z WBUDOWANYMI USTAWIENIAMI

Zarządzanie głębokością i prędkością pracy igieł, a także innymi ustawieniami urządzenia za naciśnięciem jednego przycisku.

ERGONOMICZNA KONSTRUKCJA

Poręczny i stabilny uchwyt pozwala na wykonywanie szybkich i precyzyjnych zabiegów w obrębie twarzy, ciała i skóry głowy.

POŁĄCZENIE BLUETOOTH

Systematyczna aktualizacja systemu i informacje o nowych produktach.

MOŻLIWOŚĆ DOSTOSOWANIA DO KAŻDEJ CZĘŚCI CIAŁA

Nowe parametry zabiegowe stworzone z myślą o efektywnej terapii blizn.





neopen® specyfikacja techniczna

- + Szybkość: możliwość wytworzenia w skórze nawet 1,920 kanałów na sekundę.
- + Głębokość nakłuć do 2,5 mm.
- + Normy ISO13485 i znak CE dla urządzenia i igieł jako wyrobów medycznych.
- + Brak możliwości wystąpienia zakażenia krzyżowego dzięki systemowi zarządzania zanieczyszczeniami i sterylnej, jednorazowej pokrywie.
- + Podwójny tryb pracy (przez ładowarkę lub baterie).
- + Intuicyjny ekran dotykowy.
- + Ergonomiczna konstrukcja.

Kartridż specyfikacja techniczna

- + Materiał igły: stal nierdzewna klasy chirurgicznej.
- + Normy ISO13485 i znak CE dla urządzenia i igieł jako wyrobów medycznych.
- + Jednorazowy kartridż wyposażony w 16 sterylnych igieł.
- + Precyzja - igła wchodzi w skórę prostopadle.
- + Igły nie drapią i nie ciągną skóry, zapobiegając powstawaniu skaleczeń i ran.

COCKTAILS ADVANCED

Unikalne połączenie najbardziej zaawansowanych składników, takich jak: peptydy, biorewitalizatory, kompleksy witaminowe, koenzymy i minerały, zaprojektowane dla uzyskania długotrwałych i skutecznych rezultatów.



1. ECPR (Eye Complex Poli Revitalising)

5 ml / 0.17 fl oz

Globalna korekcja okolicy wokół oczu. Preparat zmniejsza opuchliznę, rozjaśnia zasinienia i łagodzi linie mimiczne.

Zawiera: Witaminę C, 3 funkcjonalne peptydy, 2 ekstrakty roślinne, krzem organiczny, kwas hialuronowy, 3 flawonoidy, kumarynę.



2. RCPR (Refine Complex Poli Revitalising)

5 ml / 0.17 fl oz

Preparat silnie nawilżający, rewitalizujący i odmładzający skórę. Wskazany w terapii drobnych zmarszczek i śladów po trądziku. Przywraca skórze utraconą jędrność i blask.

Zawiera: Zawiera: 14 witamin, 24 aminokwasy, 5 czynników wzrostu, kwas hialuronowy, 5 nukleotydów, 1 czynnik redukujący, 5 koenzymów i 3 minerały.



3. WCPR (Brightening Complex Poli Revitalising)

5 ml / 0.17 fl oz

Preparat rozjaśniający przebarwienia i wyrównujący koloryt skóry.

Zawiera: 2 witaminy, 2 ekstrakty roślinne, 2 czynniki wzrostu, 1 czynnik redukujący i arbutynę.



4. N CPR
(Nutritive Complex Poli Revitalising)
5 ml / 0.17 fl oz

Preparat o intensywnym działaniu odżywczym, który zapewnia nawilżenie głębokich warstw skóry. Widocznie poprawia elastyczność i gęstość skóry.

Zawiera: 12 witamin, 23 aminokwasy, kwas hialuronowy, 3 nukleotydy, 2 czynniki redukujące, 5 koenzymów i 4 minerały.



5. H CPR
(Hair Complex Poli Revitalising)
5 ml / 0.17 fl oz

Preparat o działaniu odżywczym, który wzmacnia włosy oraz poprawia ich gęstość.

Zawiera: 14 witamin, 23 aminokwasy, 4 czynniki wzrostu, 5 nukleotydów, 1 czynnik redukujący, 4 koenzymy i 3 minerały.



6. HAIR COCKTAIL PLUS
10 ml / 0.34 fl oz

Preparat hamujący wypadanie włosów oraz poprawiający aktywność mieszków włosowych.

Zawiera: *Sabal serrulata*, trokserytuna oraz witaminy.

Rezultaty

TERAPIA PRZECIWSTRARZENIOWA

Wiek: 37



Przed

Wiek: 49



Po

5 ZABIEGÓW Z UŻYCIEM NAOPEN® I NCPR

TERAPIA ROZJAŚNIAJĄCA PRZEBARWIENIA

Wiek: 36



Przed

Po



Przed

Po

4 ZABIEGI Z UŻYCIEM NAOPEN® I WCPR

TERAPIA REGENERUJĄCA

Wiek: 36



Przed



Po wstępnym przygotowaniu skóry
(TCA + 1 zabieg naopen®)



Po 2 zabiegach mezoterapii
z użyciem naopen®

6 ZABIEGÓW Z UŻYCIEM NAOPEN® I RCPR ORAZ NCPR

TERAPIA ŁYSIENIA

Wiek: 47



Przed



Po

Wiek: 57



Przed



Po

10 ZABIEGÓW Z UŻYCIEM NAOPEN® I HAIR COCKTAIL PLUS ORAZ HCPR

PIEŁĘGNACJA PO ZABIEGU

Medyczne kosmetyki, które przyspieszają regenerację skóry po przebytych zabiegach estetycznych.



AFTER Cream

Krem o działaniu miejscowym z kannabidiolem (CBD), witaminą K i arniką górską, który pomaga zredukować zasinienia i zaczerwienienia powstałe po zabiegach estetycznych.



+ Arnika + Witamina K

50 ml / 1.69 fl oz.


SUN Protection Cream

Krem do codziennej pielęgnacji skóry z filtrem SPF+50. Produkt posiada lekką, beztłuszczową konsystencję i działa silnie nawilżająco dzięki zawartości mocznika, ekstraktu z mimozy, alantoiny i witaminy E. Chroni skórę przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych oraz intensywnie ją odżywia.

50 ml / 1.69 fl oz.



Technika zabiegów z wykorzystaniem **mikronakłuć**:







Technika:




WSKAZANIA	PRĘDKOŚĆ (1-4)*	MAKSYMALNA REKOMENDOWANA GŁĘBOKOŚĆ**
Anti-ageing	3	1 mm
Okolica oczu	1	0,25 mm
Rozjaśnianie	1	0,5 mm
Regeneracja	4	2,0 mm
Rozstępy	4	2,5 mm
Skóra płytko unaczyniona	3	1,0 mm

**Dostosować do obszaru zabiegowego oraz wrażliwości pacjenta

Tryb 1	Tryb 2	Tryb 3	Tryb 4
80htz-80 obrotów na sekundę	90htz-90 obrotów na sekundę	105htz-105 obrotów na sekundę	120htz-120 obrotów na sekundę
			

*W przypadku skóry wrażliwej, rozpocząć zabieg od trybu 2 lub 3 przed wejściem na tryb 3 lub 4.



TOSKANI MED

PASSION FOR SKIN®

neopen
by TOSKANI MED



AESTHETIC CONCEPT
tel. +48 22 415 67 92, +48 668 040 694
www.aestheticconcept.com.pl



MD 724671



- 1 A Randomized Controlled, Single-Observer Blinded Study to Determine the Efficacy of Topical Minoxidil plus Microneedling versus Topical Minoxidil Alone in the Treatment of Androgenetic Alopecia. Murki K Kumar, Arun C Inamadar, Aparna Palit.
- 2 Repeated Microneedle Stimulation Induces Enhanced Hair Growth in a Murine Model Yoon Seob Kim, Kwan Ho Jeong, Jung Eun Kim, Young Jun Woo, Beom Joon Kim, Hoon Kang- Departamento de Dermatología, Hospital St. Paul, Facultad de Medicina, Universidad Católica de Corea, Seoul, Corea.
- 3 Microneedling for the treatment of hair loss R M Fertig, A C Gamret, J Cervantes, A Tosti.