

# e rynek estetyczny

Cena 13,50 zł (8% VAT)

[www.rynekestetyczny.pl](http://www.rynekestetyczny.pl)

3/VI-IX/2019

ISSN 2353-8279

**Sanepid mówi:**  
**sprawdzam**

**■ ANTI-AGING**

Po co nam seks

**■ PSYCHODERMATOLOGIA**


Problemy w gabinetach

**■ PRAWO**

Odpowiedzialność za piękno

**■ WYWIAD**

Forte, Pinkas, Sulamanidze





Z chirurgiem plastycznym z Tbilisi dr Marlenem A. Sulamanidze, twórcą nici liftingujących, spotykamy się pod koniec maja na VI już Konferencji Aptos w Warszawie. W latach osiemdziesiątych wpadł on na pomysł zastosowania do celów estetycznych nici z wypustkami, które zakotwicząją się w tkankach. Obecnie w użyciu jest już trzecia generacja tego typu nici a idea podnoszenia tkanek w sposób małoinwazyjny jest jedną najbardziej nośnych w medycynie estetycznej.

# Skąd się wzięły nici liftingujące

Rynek estetyczny: - Panie doktorze, skąd pomysł na wykorzystanie nici do celów estetycznych?

Marlen A. Sulamanidze: - Pod koniec lat osiemdziesiątych byłem chirurgiem plastycznym w szpitalu w Tbilisi. Wykonywałem klasyczne operacje, takie jak face-lifting. To jest poważna ingerencja chirurgiczna, wykonywana pod narkozą, trwająca kilka godzin, pozostawiająca blizny. Poza tym pojawia się ryzyko powikłań w okresie pooperacyjnym. Zastanawiałem się nad sposobem, który pozwoli na uzyskanie efektu podniesienia tkanek, może nie tak radikalnego, jak w przypadku operacji, ale bez tylu zagrożeń. Warto przypomnieć, że w latach 80-tych poza chirurgią plastyczną nie było innych technik odmładzania poza kremami. Nie było ani toksyny botulinowej, ani wypełniaczy. Bardzo brakowało pośrednich metod. Pewnego dnia w latach 80-tych znalazłem w prasie informację, że w Egipcie odkryto mumię, a w niej pod skórą złote nici. Dało mi to do myślenia. Przypuszczałem, że te nici zostały wykorzystane w celu odmłodzenia. Jednak ku mojemu zdziwieniu nici z mumii były gładkie i nie nadawały się do liftingu tkanek. Potem o tym zapomniałem. Dopiero na początku lat 90., kiedy

wyjechałem z rodziną do Moskwy wróciłem do tej idei. Tam spotkałem się z zastosowaniem nici do zabiegów chirurgicznych. Któregoś dnia wziąłem kawałek nici polipropylenowej, ponacinałem ją skalpelem, tworząc szorstkie zaczepy mocujące nić w tkankach i w znieczuleniu miejscowym wszyłem sam sobie w przedramię. Uważałem, że gładkiej nici nie uda się wystarczająco mocno zaczepić. Ten pierwszy eksperyment pozwolił mi odkryć działanie nici o jakiej myślałem. Stosunkowo prosty zabieg dał doskonale efekty liftingujące. Rozpoczęłem pracę z kolejnymi pacjentami. Jednym z pierwszych pacjentów była zresztą moja żona. Obserwowałem skutki działania. Były bardzo dobre. Wymyśliłem dla nici nazwę Aptos - anty-ptosis - czyli przeciwdziałanie ptosei, tj. opadaniu tkanek miękkich i tak nazwaliśmy firmę.

Zaczęło się w latach dwudziestu od prostego, ale odkrywczego pomysłu, a dzisiaj mamy już trzecią generację nici Aptos. Na czym polega innowacyjność tego rozwiązania?

Pierwsza generacja to były nierozpuszczalne nici z wypustkami do podnoszenia tkanek. Druga generacja Aptos to były nici na specjalnych igłach, które ułatwiały

lekarzom wykonywanie zabiegów. Wciąż rozwijaliśmy też różne rodzaje nici, dedykowane do uzyskiwania wielu rodzajów efektów estetycznych w określonych obszarach twarzy i ciała. Opracowaliśmy cały wachlarz zarówno produktów, jak i technik zabiegowych, dzięki którym lekarze mogą uzyskiwać bardzo różnorodne efekty liftingujące, odmładzające, estetyczne. Daliśmy operatorom do dyspozycji zarówno nici niewchłanialne, jak i wchłanialne w zależności od problemu, z którym należy sobie poradzić.

Trzecia generacja nici to dodanie do produktów wchłanialnych na bazie kwasu polimlekowego i kaprolaktonu - kwasu hialuronowego. Spowodowało to przyspieszenie procesu rewitalizacji skóry, poprzez wzmożoną produkcję kolagenu i elastyny już w ciągu 14 dni od zabiegu oraz skróciło okres rekonwalescencji. Wcześniej nić dawała głównie mechaniczny efekt podniesienia tkanek. Od momentu wprowadzenia kwasu hialuronowego do składu, otrzymujemy dodatkowy efekt odmłodzenia, stymulacji skóry. Pacjent wygląda naturalnie i młodo. Skóra jest odświeżona, przy jednoczesnym efekcie liftingującym. Poza tym, dzięki zmniejszeniu inwazyjności i wykorzystaniu wchłanialnych nici zabiegi mogą wykonywać

**3** Generacja nici Aptos z  
Kwasem Hialuronowym  
do jednoczesnego liftingu i odmłodzania



**APOTOS**  
THREAD LIFTING METHODS

"Nowe nici Aptos z kwasem hialuronowym to absolutny przełom w zabiegach medycyny estetycznej. Od kilku lat z powodzeniem stosuję metody zabiegowe Aptos, ale tak szybki efekt odmłodzenia zaskoczył zarówno mnie, jak i moich Pacjentów"

dr Bożena Jendrysik  
Veno-Med



Zaufali nam między innymi:

BIELSKO-BIAŁA: dr Jolanta Jakubowska - [www.jolantajakubowska.pl](http://www.jolantajakubowska.pl) | GDAŃSK: dr Magdalena Zakrzewska - [www.la-nika.pl](http://www.la-nika.pl) |  
LUBLINIEC: dr Bożena Jendrysik - [www.veno-med.pl](http://www.veno-med.pl) | POZNAŃ: dr Włodzimierz Rosiński - [www.wrosinski.pl](http://www.wrosinski.pl) |  
SZCZECIN: dr Ilona Osadowska - [www.dr-osadowska.pl](http://www.dr-osadowska.pl) | WARSZAWA: dr Iwona Radziejewska-Choma - [www.radziejewska.pl](http://www.radziejewska.pl) |  
WARSZAWA: dr Ewa Rybicka - [www.esteticanova.com.pl](http://www.esteticanova.com.pl) | WROCŁAW: dr Jacek Jarliński - [www.aestetica.pl](http://www.aestetica.pl) |

Znajdź gabinet APTOS na [www.aestheticconcept.com.pl](http://www.aestheticconcept.com.pl)

ul. Hanki Czaki 2/69, 01-588 Warszawa  
tel. +48 22 415 67 92  
[www.aestheticconcept.com.pl](http://www.aestheticconcept.com.pl)



**AESTHETIC CONCEPT**  
Wyłączny dystrybutor nici APTOS



Dr Marlen Sulamanidze podczas konferencji Aptos, Warszawa 19 maja 2019 r.

nie tylko chirurdzy, ale także lekarze innych specjalności.

**Chciałem poprosić o Pana opinię na temat nici z punktu widzenia chirurga plastycznego?**

Metody małoinwazyjne nie mogą zastąpić chirurgii plastycznej. Są pewne problemy z którymi możemy poradzić sobie głównie operacyjnie, szczególnie kiedy dochodzi do znacznego opadania tkanek – znaczającej ptozy. Jednak jeżeli pacjent nie może zostać poddany narkozie, jeśli boi się rozlegiej interwencji chirurgicznej, obawia się długiego okresu rekonwalescencji, wówczas zabieg z nićmi będzie dla niego bardzo dobrym rozwiązaniem. Nie zabraknie pracy dla chirurdów plastycznych, liczba pacjentów zainteresowanych operacjami się nie zmniejsza, jednak jeżeli dopełnią oni swoją ofertę zabiegową o nici Aptos, to mogą z pewnością liczyć na większą liczbę pacjentów, też tych młodszych, którzy poszukują wsparcia w różnego rodzaju estetycznych problemach. Poza tym nasi pacjenci generalnie są coraz młodsi, zaczynają dbać o swoją skórę dużo wcześniej, stosując

metody przeciwstarzeniowe, więc później trafiają do chirurdów na zabiegi stricte chirurgiczne. Chirurdzy mają np. możliwość wykonywania operacji mniej inwazyjnych, z mniejszymi nacięciami oraz mniejszym traumatyzowaniem tkanek miękkich i łączyć je z nićmi. Takie łączenie zabiegów klasycznych z nićmi może dawać znakomite i długotrwałe rezultaty w zakresie liftingu, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka i okresu rekonwalescencji.

**Jakie są najczęściej wykonywane zabiegi z nićmi?**

Najczęściej pomagamy pacjentom z objawami opadania tkanek w środkowej części twarzy. Jednak dzięki szerokiemu wachlarzowi opracowanych przez nas rodzajów nici i technik zabiegowych, możemy liftingować okolice podbródka, korygować linię żuchwy, podnosić brwi, działać w okolicach ust. Jest bardzo wiele zastosowań. I co ważne możemy je indywidualnie dopasowywać do potrzeb pacjenta.

**Mogliwa jest korekcja piersi?**

Tak, oczywiście. Z wiekiem, szczególnie po ciąży piersi

zaczynają wiązać i opadać. Chcąc poprawić ich kształt stosujemy lifting piersi za pomocą tzw. podskórneg biustonosa. Zabieg polega na opleceniu piersi podskórą siatką nici, które podwieszone są pod kość obojczykową. Unosimy piersi i zabezpieczamy je przed opadaniem. Warto wiedzieć, że pozycja kości obojczykowej nie zmienia się przez całe życie, dzięki czemu efekt zabiegu jest niezmienny. W tym przypadku stosujemy nici trwałe, nierozpuszczalne, polipropylenowe. Wykonujemy go bez długich cięć, nie pozostawiając widocznych blizn, inaczej niż w przypadku tradycyjnej operacji plastycznej. Taka operacja u właściwie zakwalifikowanej pacjentki daje świetne i wieloletnie rezultaty.

**Jesteśmy na konferencji Aptos w Warszawie. Duży nacisk jest przez firmę kładziony na bezpieczeństwo...**

Dbamy bardzo o szkolenie lekarzy oraz o to, żeby naszych produktów używali lekarze. Mamy cały system edukacyjny, oparty na sprawdzonych trenerach oraz system wsparcia dla lekarzy używających naszych nici.

Cały czas jeździmy ze szkoleniami, takimi jak to w Warszawie, gdzie dzielimy się doświadczeniem i nowymi rozwiązaniami. Utrzymujemy też kontakt z naszymi lekarzami w sieci, służymy eksperckimi konsultacjami w razie pojawiających się komplikacji, które w medycynie zawsze mogą się zdarzyć. Lekarze mogą liczyć na pomoc w problemach bez opłat. Właściwie cały czas trwa wymiana doświadczeń i informacji na temat zabiegów z nićmi Aptos. Produkty sprzedajemy tylko Certyfikowanym Lekarzom Aptos, którzy zostali przeszkoleni w ramach naszego systemu edukacji i do ich dyspozycji oddajemy także dostęp do aptosvideo.com, gdzie systematycznie mogą pogłębiać wiedzę.

**A nad czym teraz pracujecie w dziale naukowym firmy?**

Nad rozwojem programu nici do ginekologii estetycznej i urologii. Już teraz dysponujemy szeroką paletą możliwości zastosowania nici Aptos w zwężaniu ujścia pochwy, czy rewitalizacji krocza, co dr Tinatin Tomadze będzie demonstrować podczas Konferencji Aptos. Istnieje potencjał do wykorzystania nici do wspierania górnej i dolnej ściany pochwy, a także w zabiegach w początkowym stadium wysiłkowego nietrzymania moczu. Już teraz osiągamy obiecujące rezultaty w tych wskazaniach.

**Dziękuję bardzo za rozmowę**

**Rozmawiał:**  
**Daniel Mieczkowski**



# Najlepszy filler biostymulujący na bazie PCL dla Kobiet

w pełni wchłanialny, bezpieczny i skuteczny  
przeznaczony do:



leczenia wysiłkowego  
nietrzymania moczu


regeneracji stref  
intymnych

odmładzania

Zapraszamy do współpracy  
urologów, uroginekologów  
i ginekologów!

Przekrój cewki  
moczowej

Warstwa mięśniowa  
Substancja wypełniająca  
z widocznymi licznymi włóknami kolagenowymi  
Światało cewki



Cewka moczowa  
trzymająca mocz



Cewka moczowa nie  
trzymająca moczu



AESTHETIC CONCEPT

ul. Hanki Czaki 2/69, 01-588 Warszawa  
tel. +48 22 415 67 92, +48 668 040 694  
[www.aestheticconcept.com.pl](http://www.aestheticconcept.com.pl)

Sposób działania  
Urolon™



Wstrzygnięcie Urolon™  
na godzinie 2, 6 i 10  
wywołujące natychmiastowy  
efekt wypełnienia

Mikrosfery PCL pozostają  
na miejscu, stymulując  
kolagen i wywołując  
trwały efekt wypełnienia

Całkowita  
biorezorpcja  
mikrosfer PCL

## FOTELE GHARIENI – NAJWYŻSZA JAKOŚĆ W ATRAKCYJNEJ CENIE

Oferta Aesthetic Concept poszerzyła się o najwyższej klasy fotele i leżanki niemieckiej firmy Gharieni Group. Ich standard wykonania, niezwykła funkcjonalność i komfort oraz atrakcyjny design zostały docenione przez dobrze znane kliniki i gabinety medyczne estetycznej. Produkty Gharieni zostały także wyróżnione za innowacyjne rozwiązania nagrodami w kraju i na świecie: w tym Medical Design Excellence Award (USA), Dermoscope Aesthetician Choice Award, licznymi nagrodami Beauty Forum, czy Perfect Line. Gharieni Group zostało uhonorowane prestiżowym tytułem oficjalnego partnera Forbs Travel Guide oraz Producenta Roku 2019 w zakresie Spa i Wellness Equipment. Na szczególną uwagę branży medycznej zasługują modele takie jak SPL Soft, SLR, SPL Med, czy SL XP. Najnowsze rozwiązanie, wielofunkcyjna Lina Select Alu, to wygodny fotel do zabiegów twarzy i ciała.

[www.aestheticconcept.com.pl](http://www.aestheticconcept.com.pl)



## UROLON™ – FILLER BIOSTYMULACYJNY PCL DLA KOBIET

Aesthetic Concept wprowadza nowy unikalny produkt do walki z wysiłkowym nietrzymaniem moczu u kobiet, w postaci bioresorbowalnego wypełniacza cewki moczowej o właściwościach biostymulujących o nazwie Urolon™. Zabieg jest minimalnie inwazyjny. Przywraca utraconą objętość wokół cewki moczowej, zapewniając natychmiastowy efekt wypełnienia dzięki optymalnemu lepkosprzężystemu nośnikowi żelowemu. Ponadto wywołuje długotrwałe działanie, wynikające z właściwości biostymulujących. Wstępne dane z trwającego wielośrodkowego badania klinicznego pokazują, że Urolon™ jest bezpiecznym i skutecznym zabiegiem dla kobiet cierpiących na łagodne do umiarkowanego wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM). Preparat doskonale sprawdza się także w zabiegach odmładzania, przywracania objętości i jędrności warg sromowych.

